

座薬崩壊試験器 ESDT-3

特徴

- ・ ESDT-3 は、最新の Ph. Eur. に準拠して座薬の崩壊試験を行います。
- ・ 3 つの独立したテストステーションで同時に試験します。
- ・ すべてのテストシリンダーは自動的に 180 度回転します。
- ・ テストシリンダーの回転間隔は1分から 99分までプログラム可能
- ・ 取り外し可能なサーモスタットは、ウォーターバスの温度を 30°C ~ 40°C ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) に維持するようにプログラムできます。
- ・ Ph. Eur. 要求事項に準拠した 12 L の透明なパースペックス製ウォーターバス内で静かな水循環が行われます。

