

レシプロケーティング溶出試験器 ERD-03

試験液の変更が
必要な溶出試験
に最適

遮光が必要な試験用の
アクセサリ購入可能

オートサンプラー接続可能

	Apparatus 3
Vessel Capacity*	Rows x Vessels
50 ml	—
100 ml	6 x 7
300 ml	6 x 7
1000 ml	2 x 3

* ベッセル容量のカスタマイズ可能



Apparatus 7兼用タイプの ERD-37もあります




Touch Screen



LAN



Multi-Level
Security



特 徴

- ◎ USP Apparatus 3 仕様に準拠 (Apparatus 7 にも使用できる ERD-37 もあります)
- ◎ 徐放性製剤または複数の pH の溶出プロファイリングを必要とするあらゆる製剤に最適
- ◎ USP 3 のメソッドのテストニーズを満たすために、列、容器および容器容量の複数の構成から選択できます
- ◎ 3.5 インチ TFT タッチスクリーンディスプレイ
- ◎ 手動および自動サンプリングが容易
- ◎ 24 回までのサンプリング回数のプロトコルを 20 まで保存可能
- ◎ ディップ速度の範囲は 5 DPM ~ 50 DPM、精度は $\pm 5\%$
- ◎ 水浴の温度範囲 30 °C ~ 40 °C、精度 ± 0.1 °C
- ◎ DPM と温度のオンラインバリデーション可能
- ◎ トレイ位置自動検出機能付き
- ◎ シリアルプリンターまたは LAN でのレポート印刷