

溶出試験のための

脱気分注装置

Media-Mate Plus™

溶出試験器にセットしたベッセルに、分注ノズルを載せてスタートボタンを押すだけで5分以内に溶存酸素 6 ppm 以下の試験液を 7 ベッセルまで同時に分注します。

スピードと正確さの両方を必要とする忙しい溶出試験室のための完璧な試験液調製システムです。加温→ろ過→脱気→容量計測→分注の工程で試験液を 6 個または 7 個のベッセルに 5 分以内に同時に分注します。人間工学に基づいて容易に移動できる Media-Mate Plus は、溶出試験器に簡単に試験液を分注することで、省力化と人為的ミス削減、試験結果の改善をもたらします。

Media-Mate Plus は、USP / US FDA が推奨する試験液の脱気レベルを超えており、パフォーマンス検証テスト (PVT) を確実に成功させるために最も有効なツールの 1 つです。

【特徴】

- ◆ 7 ベッセルまで同時に分注します。
- ◆ 試験液を 40 L まで一度に調製します。
- ◆ 分注量は 250 ml ~ 1000 ml 精度 $\pm 1\%$ です。
- ◆ 脱気レベルは USP Toolkit に完全準拠の溶存酸素 6 ppm 以下です。
- ◆ 酸に強い耐蝕設計と、シンプルな構造の堅牢設計で、他社製のように頻繁に故障することはありません。
- ◆ 45 °C まで加温できるタンクは脱着が容易で、予備タンクを購入するとさらに便利になります。
- ◆ 操作はボタンを押すだけなので、初心者でも脱気分注ができます。
- ◆ 洗浄が簡単、残液を廃棄してタンクに精製水を入れて、分注ノズルをシンクに置いてボタンを押すだけです。
- ◆ 横 1 列 6 ベッセルの溶出試験機用分注ノズル (オプション) もあります。

